




L'IDENTIFIANT UNIQUE DU DISPOSITIF (IUD) EN PRATIQUE



A QUOI RESSEMBLE UN CODE IUD ?

→ 4 STANDARDS DE CODIFICATION

GS1, HIBCC, ICCBBA, IFA

+ Plusieurs formats de codes possibles : linéaire ou 2 dimensions

+ Possibilité de concaténer ou non IUD-ID et IUD-IP

= Des dizaines de « look » différents !

Prenons un Exemple de DM dont IUD-IP est composé de date d'expiration et n° de lot. Les caractéristiques sont les suivantes :

IUD-ID : 09506000117843

Date d'expiration : 20/12/31

N° de lot : 1234AB

En fonction du standard et du format choisi, le fabricant aura plusieurs possibilités pour étiqueter son DM.

→ SAUREZ-VOUS TOUS LES LIRE ?

GS1 : TOUS TYPE DE PRODUITS

(01)09506000117843(17)201231(10)1234AB

Formats recommandés : code 128 ou datamatrix

(01)09506000117843(17)201231(10)1234AB

(01)09506000117843(17)201231(10)1234AB

(01)09506000117843(17)201231(10)1234AB

HIBCC : TOUS TYPE DE PRODUITS

+09506000117843\$2012311234AB

Formats recommandés : QR code, code 128 ou datamatrix

+09506000117843\$2012311234AB

+09506000117843\$2012311234AB

+09506000117843\$2012311234AB

ICCBBA : cellules, tissus et produits cellulaires et à base de tissus humains qui ont le statut de DM

=/09506000117843=>201231&,11234AB

Formats recommandés : code 128 ou datamatrix

=/09506000117843=>201231&,11234AB

=/09506000117843=>201231&,11234AB

IFA MARCHÉ OFFICINALE EN ALLEMAGNE

(9N)09506000117843(1T)1234AB(D)201231

Format recommandés : datamatrix

(9N)09506000117843(1T)1234AB(D)201231

→ COMMENT FAIRE POUR RECONNAÎTRE L'IUD ?

S'il existe plusieurs codes sur un étiquetage, le code IUD est accompagné du logo